

OrCam MyEye



- » Texte lesen
- » Gesichter erkennen
- » Produkte identifizieren
- » mobil

Die intelligente
Sehhilfe!



Für Alltägliches

OrCam liest Texte: Ob Bücher, Briefe, Verpackungstexte, Zeitungen, Schilder, Speisekarten oder Displayinhalte – Sie liest jeglichen, in Druckschrift-dargestellten Text vor. Ausgelöst wird diese Funktion, wenn Sie mit dem Finger auf den Text zeigen, die Vorlesetaste drücken oder mit aktivierter Blatterkennung nach einigen Sekunden sogar automatisch. Somit eignet sich die OrCam auch bestens für Blinde.



OrCam erkennt Farben: von Flächen und Kleidungsstücken. Sagt die aktuelle Uhrzeit an, wenn Sie den Arm so halten, als wollten Sie auf eine Uhr am Handgelenk schauen.

OrCam erkennt Produkte: Damit Sie zu Hause oder beim Einkaufen Ihre Lieblingsprodukte schneller finden, können Sie diese abspeichern. Zudem erkennt OrCam basierend auf dem Barcode Produkte und nennt Ihnen die Produktinformationen. Geldscheine unterschiedlicher Währungen (in der deutschen Version EURO/US-Dollar) werden ebenfalls erkannt.

OrCam erkennt Personen: Als Mensch mit beeinträchtigtem Sehvermögen ist es besonders schwer, Bekannte, Freunde oder Geschäftspartner, denen man begegnet, zu erkennen. Sie können Ihrer OrCam MyEye beibringen, die Gesichter der, für Sie wichtigen Personen zu erkennen. Sie flüstert Ihnen dann den Namen der Person, die auf Sie zukommt bzw. im Raum erkannt wird, ins Ohr.



OrCam im Überblick

Merkmale:	13MP Kamera, Mikrophon, Lautsprecher, Computer und Akku befindet sich in einem Gerät
Ausstattung:	Tasche, Ladekabel, Brille
Bedienung	per Fingergesten oder durch Berührung der Touch Bar
Akku:	3.7V DC, nominal 320mAh ca. 1 - 1,5 Stunden, laden per Powerbank möglich
Kameragewicht: Maße:	22,5 g 7,6 x 2,1 x 1,5 cm
Variationen:	MyReader MyEye